

GANCHO DE COAGULACIÓN MONOPOLAR

El **GANCHO DE COAGULACIÓN MONOPOLAR** corta y coagula tejidos y vasos sanguíneos con precisión y seguridad, además previene quemaduras colaterales y posibles traumas. El **GANCHO DE COAGULACIÓN MONOPOLAR** está equipado con una conexión monopolar en la parte trasera del mango.



Ventajas.

- Completa aislación del instrumento.
- Conector monopolar incorporado
- Mango ligero y ergonómico.

Características técnicas.

- Modo de esterilización: Oxido de etileno (OE)
- Tiempo de esterilidad: 3 años.
- Empaque: Doble bolsa (bolsa interior TYVEK y exterior de papel)
- Etiquetas reposicionables : x4.

Código	Descripción	Embalaje
E252005	GANCHO DE COAGULACIÓN monopolar (gancho en "J") 340mm.	10PCS/CAJA
E252010	GANCHO DE COAGULACIÓN monopolar (gancho en "L") 340mm.	10PCS/CAJA

BOLIVIA

 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

 (591-3) 342 2120

 ventasdmb@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

 (57 1) 31 3412 3620

 ventasdmc@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

PERÚ

 Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

 (51) 9 4027 5805

 ventasdmp@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com