Dolphin Medical



ABISSAL® *HOOK*


Perforador amniótico

www.dolphinmedical.com

Dolphin Medical

Para la rotura intencionada de membranas durante el trabajo de parto. Su forma anatómica y ergonómica permite un uso seguro y cómodo.

este producto no fue hecho con látex de caucho natural



Cuenta con un gancho pequeño, afilado pero con punta redondeada o atraumática para rasgar el saco amniótico con un riesgo mínimo de lesionar al feto o a los tejidos maternos.

Estructura anatómica alargada con un mango acanalado que permite un agarre firme, seguro y cómodo durante el tacto vaginal.

Código	Descripción Producto	Presentación
DM0602001	ABISSAL® HOOK Perforador Amniótico	100Pcs/Caja

Dolphin Medical

BOLIVIA

Av. Piraí, 2do Anillo, Esq. Arumá,
Edificio Sta. Monica, 2da. Planta Of. 8
Sta. Cruz de la Sierra.

(59 1) 7213 3393

ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

Cerro el Plomo 6000
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

Calle 12 No. 2-35 Int. A
Cota - Cundinamarca

(57) 31 7893 8018

ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

Jr. Diana Int. 2, MZ. D2, Lote. 25,
1° y 2° Piso URB Sta. María de Surco,
Santiago de Surco, Lima

(51 9) 3480 1987

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

BGININ-20102026-REV-002